


**ZUBEHÖR ZUR UNTERSTÜTZUNG  
IHRES RETTUNGSEINSATZES**

# EINWEG-RETTUNGSZUBEHÖR

Langlebiges Zubehör für jede Rettung



## CPR Uni-padz®

Universelle Elektroden. Verwenden Sie die Kind-Taste zum einfachen und schnellen Umschalten von einer Erwachsenen- zur einer Kinderrettung. Kein Wechsel der Elektroden nötig. Kein Schlüssel notwendig. Lebensdauerbegrenzung von fünf Jahren. Liefert vollständiges CPR-Feedback.

Artikelnr. 8900-000280.



In jedem Satz CPR Uni-padz ist ein Rettungszubehörkit enthalten. Es enthält eine Schere zum Aufschneiden der Kleidung und Freilegen der Brust des Opfers, latexfreie Handschuhe und eine Atemmaske zum Schutz des Helfers, ein Papiertuch, um einen trockenen Kontakt mit den Elektroden zu garantieren, einen Rasierer zum Entfernen von Haaren und ein Reinigungstuch.

## Batterie

Im Standby-Modus hat die Lithium-Mangandioxid-Einwegbatterie des ZOLL AED 3 eine Lebensdauerbegrenzung von fünf Jahren. Wenn der ZOLL AED 3 nicht für eine Rettung eingesetzt wird, ersetzen Sie das Einwegzubehör nur einmal alle fünf Jahre.

Artikelnr. 8000-000696



# SCHULUNG


Schulungssimulationen für jeden Helfer



## Batteriebetriebener elektronischer Simulator

Erzeugen Sie schockbare oder nicht-schockbare Herzrhythmen für verschiedene Notfallszenarien. Enthält 9-Volt-Batterie.

Artikelnr. 8000-000925



## Simulationselektroden

Für eine Simulation mit dem Gerät mit dem ZOLL AED 3 und einem Simulator verbinden. Enthält einen Satz mit zwei wiederverwendbaren Schulungsgelen.

Artikelnr. 8900-000284



## Schulungsgel

Acht Sets mit je zwei wiederverwendbaren Schulungsgelen für die Verwendung mit Simulationselektroden.

Artikelnr. 8900-000285



## Schulungspuppe

Simuliert ein 60 kg schweres Opfer. Abnehmbarer Kopf für kompakte Aufbewahrung und Schulung nur mit den Händen.

Artikelnr. 8000-0835-01

## CPR Uni-padz Mobiler Trainer

Einteiliges, kompaktes, leicht zu transportierendes Demonstrationsgerät zur Simulation von schockbaren und nicht-schockbaren Herzrhythmen.

Artikelnr. 8008-000053-01



## Schulungsnetzteil

Betreiben Sie den realen ZOLL AED 3 in einem Schulungsszenario, ohne den Batteriestand und die Leistung zu beeinträchtigen. Diese einsteckbare Wechselstromquelle bietet dem Rettungspersonal Zugang zu allen Funktionen außer der Defibrillation.

Artikelnr. 8000-002010 - Vereinigtes Königreich  
8000-002009 - Europa



# WANDSCHRANK

Sicher und leicht zugänglich

Standardmäßiger  
oberflächenmontierter  
Wandschrank  
Artikelnr. 8000-001256

Bewahren Sie Ihren ZOLL AED 3 sicher und leicht für medizinische Notfälle zugänglich auf, mit unserem umfangreichen Sortiment an batteriebetriebenen Wandschränken mit Alarmvorrichtung.\* Jeder Wandschrank bietet Platz für einen ZOLL AED 3 sowie einen Reservesatz Elektroden und eine Ersatzbatterie für den Notfall. Wählen Sie das

oberflächenmontierte Modell für den einfachen Einbau, das halb eingelassene oder das vollständig eingelassene Modell für die diskretere Aufbewahrung. Alle drei Modelle beinhalten ein ILCOR (Internationales Verbindungskomitee zu Fragen der Wiederbelebung) AED-Beschriftungsset sowie eine Installationsanleitung.



Wandschrank, halb eingelassen  
Artikelnr. 8000-001257



Wandschrank, vollständig eingelassen  
Artikelnr. 8000-001258

\*9-Volt-Batterie enthalten

# AED-WANDSCHILDER

## ILCOR\*-Format

### Flaches AED-Wandschild

Flaches ILCOR-Wandschild (AED)

Artikelnr. 8000-001260



Flaches ILCOR-Wandschild (DAE)

Artikelnr. 8000-001262



Flaches ILCOR-Wandschild (DEA)

Artikelnr. 8000-001264



### Dreidimensionales AED-Wandschild

3D ILCOR-Wandschild (AED)

Artikelnr. 8000-001261



3D ILCOR-Wandschild (DAE)

Artikelnr. 8000-001263



3D ILCOR-Wandschild (DEA)

Artikelnr. 8000-001265



Stroboskoplicht für standardmäßigen  
oberflächenmontierten Wandschrank

Artikelnr. 8000-001259



Stroboskoplicht für halb eingelassenen /  
vollständig eingelassenen Wandschrank

Artikelnr. 8000-001267

\*Internationales Verbindungskomitee zu Fragen der Wiederbelebung

# WANDHALTERUNGEN

## Eine einfache Universal-Wandhalterung

Die Universal-Wandhalterung bietet Platz für den ZOLL AED 3 alleine oder mit seinem Tragekoffer und ist mit dem grünen ILCOR AED-Symbol versehen. Enthält Befestigungsmaterialien, eine Karte für die Kontrolle von Verbrauchsartikeln, eine Wandhalterungsvorlage und eine Installationsanleitung.



Universal-Wandhalterung mit ZOLL AED

3 allein (ohne Tragetasche)

Artikelnr. 8000-001255



Universal-Wandhalterung mit ZOLL AED 3,

Tragekoffer und Reservesatz CPR Uni-padz

(in Tragekoffer)

Artikelnr. 8000-001266

# TRAGEKOFFER

## Robust und tragbar

Wählen Sie zur Unterbringung und zum Transport des ZOLL AED 3 eines der drei verschiedenen Tragekoffer-Modelle: den Standard-Tragekoffer (mit ZOLL AED 3 BLS mitgeliefert), den schmalen Hartschalen-Tragekoffer oder den großen Hartschalen-Tragekoffer. Die Hartschalen-Tragekoffer sind wasserdicht und weisen die Klassifikation IP68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser auf.


### Standard-Tragekoffer

Neben dem ZOLL AED 3 mit vorkonnectierten CPR Uni-padz bietet der Standard-Tragekoffer auch Platz für einen Reservesatz CPR Uni-padz.

Artikelnr. 8000-001250

### Ersatz-Schultergurt für ZOLL AED 3-Tragekoffer

Artikelnr. 8000-001252



### Großer Hartschalen-Tragekoffer

Schützen und transportieren Sie alles, was Sie für einen intensiven Rettungseinsatz benötigen, mit dem großen Hartschalen-Tragekoffer, inklusive eines Reservesatzes CPR Uni-padz-Elektroden und einer Ersatzbatterie.

Artikelnr. 8000-001254



### Kleiner Hartschalen-Tragekoffer

Wählen Sie für leichten, maximalen Schutz den kleinen Hartschalen-Tragekoffer. Er bietet Platz für den ZOLL AED 3 und einen Ersatzakku.

Artikelnr. 8000-001253



### AED-Notfallrucksack

Notfallrucksack für ZOLL AEDs mit Außenbeutel für AED 3 oder AED Plus®. Hauptfach mit drei abnehmbaren, einsteckbaren Beuteln.

Artikelnr. 8000-001468-01



### Batteriehülle

Bewahren Sie die Batterie des ZOLL AED 3 in dieser praktischen Tasche auf, für die einfache Identifizierung und Entnahme im Bedarfsfall. Die Batteriehülle kann leicht in dem großen und kleinen Hartschalen-Tragekoffer untergebracht werden.

Artikelnr. 8000-001251



### Tragetasche

Schneller Zugriff auf den ZOLL AED 3 ohne Entnahme aus der Tasche - keine Tasten, Schnallen oder Reißverschlüsse. Heben Sie einfach die vordere Abdeckung an, um auf den AED zuzugreifen.

Artikelnr. 8000-001280



# ZOLL AED 3 TRAINER UND ZUBEHÖR

## Simulieren einer Lebensrettung mit Real CPR Help

Der ZOLL AED 3® Trainer ist das einzige Übungsgerät für automatisierte externe Defibrillatoren (AEDs) mit Real CPR Help®, für Echtzeit-Feedback zur Qualität der Kompressionen des Auszubildenden.

- Die Teilnehmer lernen die richtige Frequenz und Tiefe der Herzdruckmassage.
- Ein aktiver LCD-Bildschirm mit Vollfarb-Einsatzbildern zeigt, was der Auszubildende auf einem ZOLL AED 3 sehen würde.
- Mit der Pausentaste auf dem Gerät kann der Ausbilder das Trainingsszenario pausieren.
- Der Trainer wird mit einem Übungsgurt, Übungselektroden-/folienstreifen, Batterien und einer Bedienungsanleitung geliefert.

Artikelnr. 8028-000001-01



### CPR Uni-padz Ersatz-Folienstreifen für Elektroden


Artikelnr. 8028-000013



### CPR Uni-padz Übungs-Elektrodenkabel

Für Verwendung mit ZOLL AED 3 Trainer.

Artikelnr. 8028-000010



### Ersatzpackungen Haftgel für CPR Uni-padz Elektroden

Das Gel muss vor dem Gebrauch auf die wiederverwendbare Elektrode aufgetragen werden.

Artikelnr. 8028-000014 (5 Stück)



## JEDERZEIT VERFÜGBARE ZUBEHÖRTEILE UND DIENSTE

Wollen Sie mehr über die Zubehörteile und Dienste für ZOLL AED 3 erfahren?

Kontaktieren Sie Ihren lokalen autorisierten ZOLL Vertriebs Händler oder besuchen Sie ZOLL auf [zoll.com/aed3](https://www.zoll.com/aed3).

Um mehr über die AED-Programmverwaltung mit PlusTrac zu erfahren, besuchen Sie uns unter [Plustrac.com](https://www.Plustrac.com).

Unsere autorisierten ZOLL Vertriebs Händler werden Ihnen gerne beim Konfigurieren Ihres vollständigen AED-Programms behilflich sein, einschließlich:

- Programmverwaltung und Wartung
- Einhaltung der lokalen Vorschriften und Registrierungen
- Schulung Ihrer freiwilligen Einsatzkräfte
- Aufstockung des Bestands an Zubehörteilen
- Hinzufügen von weiteren AEDs zu Ihrem Programm

ZOLL MEDICAL CORPORATION

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | [zoll.com](https://www.zoll.com)

Copyright © 2022 ZOLL Medical Corporation. Alle Rechte vorbehalten. ZOLL AED 3, PlusTrac, Uni-padz, Program Management Onboard, und ZOLL sind Marken oder eingetragene Marken der ZOLL Medical Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Gedruckt in den USA.  
MCN IP 2202 0579-08

Für Kontaktadressen weiterer Niederlassungen und andere globale Kontakte besuchen Sie bitte [www.zoll.com/contacts](https://www.zoll.com/contacts).

**ZOLL**®