

 UNIVET

LOUPES

Magnification Systems



LYNX

Highlight your craft

Lynx and Lynx Pro, a refined illumination experience, unmistakably DESIGN by Univet. Engineered for comfort, durability, and unmatched functionality, these models provide the ideal solution for professionals who seek precision without compromising on style or convenience.

Lynx und Lynx Pro, ein unvergleichliches Lichterlebnis, mit dem unverwechselbaren Univet DESIGN. Entwickelt für unvergleichlichen Komfort, Langlebigkeit und Funktionalität, sind diese Modelle die ideale Lösung für Profis, die Präzision suchen, ohne auf Stil oder Funktionalität zu verzichten.

CRI 90

COLOURS THAT YOU'VE NEVER SEEN

EOS Next provides a LED light at 5700 Kelvin, a 'cold white light' similar to natural daylight that optimises contrast and makes people more energised: it is the ideal light for dental and surgical fields, where accuracy and precision are vital.

EOS Next has a 90% Color Rendering Index (CRI-90), ensuring a light source that faithfully reveals objects' colours and optimum depth illumination.

Der EOS Next erzeugt ein kaltweißes LED-Licht mit 5700 Kelvin und ist daher als natürliches Tageslicht erkennbar – ideal für zahnmedizinische und chirurgische Umgebungen, in denen es auf Präzision ankommt.

Der EOS Next Illuminator arbeitet mit einem Farbwiedergabeindex von 90% (CRI 90), der eine originalgetreue Wiedergabe der gesamten Farbskala und eine Tiefenausleuchtung gewährleistet, die selbst kleinste Details akkurat hervorhebt.



CRI 90
EOS Next




CRI 70
Standard



FREE YOUR HANDS WITH ALEXA VOICE CONTROL

Through integration with Amazon Alexa technology, Eos Next can be controlled remotely with voice control, allowing you to operate hands-free, aseptically.

Durch die Integration der Amazon Alexa-Technologie kann Eos Next jetzt per Sprachbefehl ferngesteuert werden, damit die Hände frei bleiben und ein aseptisches Arbeiten möglich ist.



headlights

DETAILS

LYNX
headlights

FEATURES

Alexa voice control / Alexa-Sprachsteuerung
Blue light compliant / Normgerechte Abgabe von blauem Licht
Color temperature / Farbtemperatur: 5700 K
Brightness / Helligkeit: 50000 lux
Battery life at max brightness / Batterielaufzeit: 9 h
Headlight weight / Gewicht des Kopflichts: 15 g

SPOT SHAPE



Ø (cm)	lux
8,3	50000

ACCESSORIES INCLUDED

Universal magnetic adapter
UV 525 nm composite filter

OPTIONAL

Battery charger
Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)

LYNX
PRO



Head

LIGHTS

FEATURES

Blue light compliant / Normgerechte Abgabe von blauem Licht
 Color temperature / Farbtemperatur: 5700 K
 Brightness / Helligkeit: 38000 lux
 Battery life at max brightness / Batterielaufzeit: 18 h
 Headlight weight / Gewicht des Kopflichts: 10,5 g

SPOT SHAPE



Ø (cm)	lux
10,5	38000

ACCESSORIES INCLUDED

Universal magnetic adapter
 UV 525 nm composite filter

OPTIONAL

Battery charger
 Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)



Head

LIGHT

www.univetloupes.com

 UNIVET



UNIVET LOUPES Spa Via Giovanni Prati, 87 - 25086 Rezzato (BS) Italy +39 030 2499411 · info@univetloupes.com