


Schilddrüse- Radiofrequenzablation

Minimal-invasive Behandlung von Schilddrüsenknoten



STARmed Elektroden

- Die schärfsten Elektroden, die keinen zusätzlichen Hautschnitt erfordern
- Klare Visualisierung der Elektrodenspitze im Ultraschall
- Einfache & reibungslose Handhabung der Elektroden für die „moving-shot“-Technik
- Komplettangebot an Elektrodentypen & Spezifikationen



Generator



- Fortschrittliches Generatorsystem
- Spezieller Algorithmus, um eine Karbonisierung des Gewebes zu vermeiden
- Kontinuierliche Impedanzmessung durch Audiosignal begleitet, zur besseren Kontrolle des Verfahrens



Über **STAR**med

Weltmarktführer bei der Schilddrüsen-RFA

- Größte Anzahl veröffentlichter klinischer Studien, durchgeführt mit STARmed Produkten
- Kooperation mit Key Opinion Leadern für Schulungen zur Schilddrüsen-RFA
- Entwicklung neuer Produkte und klinischer Verfahren auf Basis von Kundenfeedback
- Kontinuierliche internationale Weiterbildungsaktivitäten und Kurse

Weltweit anerkannte Behandlungsmethode

- Pionierarbeit bei der Aufnahme der Schilddrüsen-RFA in internationale Richtlinien (Österreich, Italien, Korea, U.K., U.S.A.)
- Verbessert die Lebensqualität der Patienten*




65+

KLINISCHE ARTIKEL

Bislang wurden mehr als 65 Artikel zur Schilddrüsen-RFA mit STARmed Elektroden veröffentlicht. Diese Artikel belegen den Erfolg der Behandlung, die zu einer Reduktion der Schilddrüsenknoten, einem Rückgang der Symptome und der kosmetischen Probleme sowie einer Verbesserung der Lebensqualität führt.

* Artikelübersicht Elektroden

Modell / Spezifikation	star Fixed	VIVA II	star Bipolar	star Uni_Faced	star Injectable
Gauge	18/19 G	18 G	17 G	17 G	18/19 G
Länge	7-10 cm	7-10 cm	7-10 cm	7-10 cm	7-10 cm
Aktive Spitze	3,8, 5, 7, 10, 15 mm	5-30 mm	12, 14, 15, 16 mm	5, 7, 10, 15 mm	7, 10, 15 mm



Hersteller



STARmed Co., Ltd.
#B-14th Floor, Daebang Triplaon
158 Haneulmaeul-ro, Ilsandong-gu
Goyang-si Gyeonggi-do
10355 Korea

Distributor



inomed Medizintechnik GmbH
Im Hausgruen 29
79312 Emmendingen (GERMANY)
Tel. +49 7641 9414-0 · Fax +49 7641 9414-94
info@inomed.com · www.inomed.com